

Flexibler Flaschenhalter zur einfachen Montage an Rohrrahmen.

Point of Care Halter

Unser Plus

- Hochflexibel einsetzbar
- Für die Befestigung an horizontalen und vertikalen Rohrrahmen
- Kann nahezu stufenlos montiert werden
- Mit Anti-Rutsch-Oberfläche für optimalen Halt
- Stabiles und reißfestes Material
- thermisch aufbereitbar bis 60 °C

Anwendungsgebiet

- Der Halter ermöglicht die Bereitstellung von Händedesinfektionsmittel direkt am Point of Care
- Geeignet für die Verwendung von 500ml hyclick® Flaschen und 500ml Flaschen mit separat aufschraubbarer Pumpe
- Schnell montierbar an horizontalen und vertikalen Rohrrahmen (bspw. Patientenbett) mit einem Durchmesser von Ø 18-40 mm
- Wischdesinfizierbar bspw. mit den mikrocid® universal wipes *green line* bzw. thermisch aufbereitbar bis 60°C (z.B. mit thermosept® X-tra enzymatic cleaner)

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	Art.-Nr.
Point of Care Halter 500 ml	10 / Karton(s)	4032651987122	70004118

Verwandte Produkte

• **desderman®**
 • **desmanol® care**
schülke Hauptsitz
 Schülke & Mayr GmbH
 Robert-Koch-Straße 2
 22851 Norderstedt |
 Deutschland
 Tel. +49 40 52100-666
 www.schuelke.com
 info@schuelke.com

schülke Österreich
 Schülke & Mayr GmbH
 Seidengasse 9
 1071 Wien | Österreich
 Tel. +43-1-5232501-0
 www.schuelke.com
 office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
 Schülke & Mayr AG
 Hungerbühlstrasse 22
 8500 Frauenfeld | Schweiz
 Tel. +41 44 466 55 44
 www.schuelke.com
 mail.ch@schuelke.com

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
 Application Department
 Telefon: +49 40 52100-666
 E-Mail: info@schuelke.com

